

Respirator weterynaryjny ADS 2000

- Tryb maska – pomaga w utrzymaniu pacjenta na masce tlenowej;
- Urządzenie przystosowane do użytku u zwierząt o masie ciała od 0,1 do 68 kilogramów;
- Przed uruchomieniem urządzenia należy podłączyć je do kompresora lub innego źródła tlenu;
- Opakowanie zawiera płytę DVD z kompleksową instrukcją obsługi.
- W razie nagłej przerwy w dostawie prądu urządzenie może działać na baterii awaryjnej nawet przez 12 godzin



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

