

LifeVet PT Pulsoksymetr z pomiarem temperatury

- 14,2 centymetra długości oraz 8 centymetrów szerokości
- waga: 250 gramów
- zakres pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej wynosi od 35 do 100%
- pomiar temperatury w zakresie 18-45 stopni Celsjusza
- wyświetlacz LCD o szerokości 2,8 cala
- komplet zawiera urządzenie wraz z: czujnikiem SpO₂, ładowarką, sondą temperatury, kablem USB, ochronną obudową, baterią oraz uchwytem umożliwiającym użycie na stole



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta

Masz pyatnia?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

