

## Koncentrator tlenu OxyVet IV

- Koncentrator tlenu do stosowania w tlenoterapii i anestezjologii
- Oszczędność kosztów i wysiłku: nie wymaga butli z tlenem, niższe zużycie energii
- Prosta obsługa dzięki przejrzystemu rozmieszczeniu funkcji ustawień i informacji o monitorowaniu
- Wysokie bezpieczeństwo pacjenta dzięki alarmom wizualnym i akustycznym
- Poziom hałas:  $\leq 55$  dbA
- Natężenie przepływu regulowane w sposób ciągły od 0,5 - 5 l / min
- Wydajność do 93% tlenu ( $\pm 3\%$ )
- W tym Nawilżacz bąbelkowy i wąż O<sub>2</sub>
- Wymiary (w cm): dł. 34 x szer. 37 x wys. 67
- Waga: 15,3 kg



Weź w leasing z ING

## KONTAKT



Agata Flakus  
Koordynator działu obsługi klienta

### Masz pytania?

**Zadzwoń: 697 007 088**

e-mail: [biuro@bestomed.pl](mailto:biuro@bestomed.pl)

[sklep@bestomed.pl](mailto:sklep@bestomed.pl)

[www.bestomed.pl](http://www.bestomed.pl)

