

## Lupa okularowa HEINE HRP 4X

- lupy niemieckiej firmy HEINE zapewniają najwyższą precyzję oraz jakość
- stosowana przez specjalistów weterynarii, trwałe i niezawodny produkt
- zminimalizowana waga zapewnia wygodę nawet przy długiej pracy
- łatwa oraz wygodna w obsłudze, umożliwia regulowanie położenia lewego i prawego okulara
- szerokie pole widzenia oraz wysoka głębia ostrości wraz z systemem HR (**High Resolution**) zapewniają najwyższą jakość oraz brak zakłóceń przy pracy
- powiększenie 3,5x zalecane jest do wykonywania najtrudniejszych zabiegów mikrochirurgicznych i stomatologicznych
- wykonana z trwałych materiałów wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wodę, pyły (**wodoodporna**)

### Dane techniczne:

- Waga: 78gr
- Odległość pracy: 340mm
- Pole widzenia (średnica): >50mm
- Głębina ostrości: 40mm



Weź w leasing z ING

## KONTAKT



Agata Flakus  
Koordynator działu  
obsługi klienta

**Masz pytania?**

**Zadzwoń: 697 007 088**

e-mail:

biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

