



CryolQ® Przyrząd do kriochemii

veterinary technology for life

Eickemeyer®

Zimny jak lód!

CryolQ® Przyrząd do kriochemii

Kriochemia (krioterapia) to miejscowe zastosowanie ekstremalnego zimna do kontrolowanego niszczenia lub usuwania nieprawidłowej lub chorej tkanki. Kompaktowe, przenośne i ręczne urządzenie do kriochemii CryolQ® wykorzystuje N₂O jako kriogen o temperaturze zamrażania do -89 °C.

- ▶ Ołówkowy uchwyt do łatwej i bardzo precyzyjnej aplikacji
- ▶ Dłuższa żywotność kartridży dzięki cienkiej metalowej nasadce
- ▶ Prawie bezbolesna i bezkrwawa procedura
- ▶ Idealny do zabiegów okulistycznych lub dermatologicznych
- ▶ Stopień zimna zależy od tego, w jakim stopniu naciśnięto dźwignię



173443

CryolQ® DERM plus Przyrząd do kriochemii

- ▶ CryolQ® DERM plus umożliwia zamrożenie leczonego obszaru z milimetrową precyzją.
- ▶ Zakres dostawy: Przystawka do zamrażania (Ø 1–6 mm), nabój gazowy N₂O (25 g), szablon, futerał do przechowywania, instrukcje użytkowania

173443



173446

CryolQ® PRO Przyrząd do kriochemii

- ▶ CryolQ® PRO oferuje precyzyjne leczenie dotkniętych obszarów skóry, nie uszkadzając otaczającej zdrowej tkanki.
- ▶ Zalety: Bardziej odpowiedni dla większych zmian, wymienne końcówki, wyższe efekty zamrażania, dłuższe końcówki ułatwiają leczenie owłosionych zwierząt
- ▶ Zakres dostawy: Standardowa przystawka do zamrażania (Ø 1–6 mm, dł. 10 mm), przystawka dermatologiczna do zamrażania (Ø 7–18 mm, dł. 22 mm), obudowa PRO z dźwignią, nabój gazowy N₂O (25 g), szablon, futerał do przechowywania, instrukcje użytkowania

173446

Kaseta N₂O dla CryolQ®

- ▶ Zawartość: 16 g
- ▶ Zawartość: 25 g

173444

173445

EICKEMEYER®
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

T +48 22 185 55 76
F +48 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl

TELEFON +48 22 185 55 76
www.eickemeyer.pl