

## Tono-Pen AVIA® Vet™ tonometr

- dzięki nowej, ergonomicznej konstrukcji urządzenie jest wygodne w użytku i łatwiejsze w obsłudze
- szybki i łatwy pomiar ciśnienia z dokładnymi wynikami, niezależnie od położenia zwierzęcia (pomiar w każdej pozycji)
- jego lekkość gwarantuje wygodę i mobilność
- wykonany z wysokiej jakości materiałów, odpornych na uszkodzenia mechaniczne
- wyposażony w długotrwałą baterię
- zakres pomiarowy od 1 do 99 mmHg, co umożliwia dokładne odczytywanie ciśnienia wewnątrzgałkowego.
- w komplecie ze 150 osłonami (Ocu-Film® +)
- może być stosowany u wszystkich gatunków zwierząt, co czyni go wszechstronnym narzędziem do badania ciśnienia wewnątrzgałkowego

**Instrukcja obsługi oraz pozostałe dane techniczne w osobnym pliku.**



Weź w leasing z ING

## KONTAKT



Agata Flakus  
Koordynator działu  
obsługi klienta

**Masz pytania?**

**Zadzwoń: 697 007 088**

e-mail:

biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

