

Ręczna lampa szczelinowa KOWA SL-19

- dzięki zaokrąglonemu kształtowi i zakrzywionej rękojeści lampa jest wyjątkowo ergonomiczna i łatwa w obsłudze
 - zapewnia precyzyjną i usprawnioną diagnostykę
 - jej lekkość gwarantuje wygodę nawet przy dłuższym użytku
 - wykonana z wysokiej jakości materiałów, odpornych na uszkodzenia mechaniczne
 - wyposażona w oświetlenie LED światłem niebieskim do obserwacji fluorescencji
 - odświetlenie tła i światła niebieskiego można regulować jedną ręką w trzech poziomach jasności.
 - płynna regulacja długości szczeliny (1,5 - 12 mm)
 - dłuższy czas pracy z bateriami 3x AA: Do 6 godz. przy ciągłym oświetleniu i maksymalnej intensywności.
- Dostępna w 5 kolorach.

Instrukcja obsługi oraz pozostałe dane techniczne w osobnym pliku.



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu
obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail:

biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

