

Kardiomonitor Edan X8 VET z kapnografem

- W monitorach pacjenta serii X VET jest wykorzystany kapnograf ze strumieniem bocznym EDAN G2 CO₂,
- Opatentowana pułapka wodna filtruje wahania ciśnienia w drogach oddechowych aby zapobiec możliwym 'pseudofalom' CO₂,
- Unikalny ton oddechu pokazuje stan układu oddechowego w czasie rzeczywistym
- Specjalistyczne sondy przełykowe (opcja) upraszczają i dają większą pewność pomiaru
- Kardiomitory Edan serii X wykonane są w technologii 'silent'
- Monitor 8 cali o wysokim kontraście i jasności,
- Kardiomonitor odpowiedni dla psów, kotów i innych zwierząt.



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

