



HEINE GAMMA®  
Stetoskop

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

*I can feel your  
heart beat...*

MADE IN  
GERMANY  
5 LAT  
GWARANCJI



310054

### HEINE GAMMA® Stetoskop

Stetoskopy do codziennych wyzwań w praktyce z optymalną transmisją dźwięku.

- ▶ Połączenie podwójne z dwoma różnymi zakresami częstotliwości – membrany o wysokiej jakości z jednej strony i stożkowej głowicy akustycznej z drugiej strony.
- ▶ Przelączenie, aby słuchać dźwięków wysokich, jak i niskich częstotliwości
- ▶ Możliwość przelączenia między trybem lejka i membrany

#### HEINE GAMMA® Stetoskop, Rozmiar: duży

- ▶ Jednokanałowy system z doskonałą transmisją dźwięku
- ▶ Membrana: Ø 44 mm,  
Lejek: Ø 30 mm

#### HEINE GAMMA® Stetoskop, Rozmiar: mały

- ▶ Membrana: Ø 31 mm,  
Lejek: Ø 30 mm

**310055**

**310054**



310055



310056

#### HEINE GAMMA® Stetoskop kardiologiczny

Idealny do zastosowań w kardiologii: z doskonałą wydajnością akustyczną, szczególnie ważne dla osłuchiwania tonów serca zakresy częstotliwości.

- ▶ Zapewnia wspaniałą akustykę i idealne przenoszenie dźwięku o wysokiej czułości.
- ▶ Dwukanałowy system perystaltyczny do wymagających zastosowań – bardzo elastyczny i odporny na zginanie.
- ▶ Połączenie podwójne z dwoma różnymi zakresami częstotliwości – wysokiej wydajności podwójnej membrany z jednej strony i stożkowej głowicy akustycznej z drugiej strony
- ▶ Podwójna membrana umożliwia osłuchiwanie wysokich / niskich tonów, natomiast stożkowa głowica akustyczna, pozwala użytkownikowi usłyszeć głębsze częstotliwości idealne do kardiologii.
- ▶ Możliwość przelączenia między trybem lejka i membrany

**310056**



EICKEMEYER®  
Al. Jana Pawła II 27  
00-867 Warszawa  
Polska

T +48 22 185 55 76  
F +48 22 185 59 40  
E info@eickemeyer.pl

TELEFON +48 22 185 55 76  
www.eickemeyer.pl