

Pulsoksymetr Edan VE-H100B

- precyzyjne i nieinwazyjne pomiary SpO₂ i pulsu
- urządzenie jest wyposażone w sondę, która jest przymocowywana do palca lub ucha pacjenta i odczytuje poziom saturacji tlenu oraz pulsu na podstawie absorbancji światła przez tkanki.
- wbudowany głośnik emituje ton pracy serca
- wbudowana pamięć do 300 godzin badań
- Na wyposażeniu dwa klipsy, do mniejszych i większych zwierząt



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

