

Aktywny system do gazów anestezyjnych

- Waga (Opakowanie) 5,0 kg
- Waga (Jednostka Odsysająca) 2,2 kg
- Wymiary (Opakowanie) Wys. 15,0 cm x Szer. 68,0 cm x Dł. 48,5 cm
- Wymiary (Jednostka Odsysająca) Wys. 47,0 cm x Szer. 8,9 cm x Dł. 8,9 cm
- Wymagania dotyczące zasilania wtyczki 240 V AC, 50 Hz
- Maksymalna długość rurki (Wejście) 3,0 m
- Maksymalna długość rurki (Wyjście) 4,0 m
- Wymagania dotyczące zasilania jednostki odsysającej 12 V DC, 0,3 A



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta



Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl