

## Parownik do Isofluranu TEC 3 EICKEMEYER

- bardzo dokładna regulacja przepływu
- szeroki zakres działania (0-5%)
- opcjonalnie dostępne są również moduły z zakresem 0-7%
- parownik ma złącze Selectatec;
- dostępny z systemem szybkiego napełniania;
- bez dyszy do napełniania izofluranu



Weź w leasing z ING

## KONTAKT



Agata Flakus  
Koordynator działu obsługi klienta

**Masz pytania?**

**Zadzwoń: 697 007 088**

e-mail: [biuro@bestomed.pl](mailto:biuro@bestomed.pl)

[sklep@bestomed.pl](mailto:sklep@bestomed.pl)

[www.bestomed.pl](http://www.bestomed.pl)

