



Nożyczki chirurgiczne
SuperCut (MC)

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Uwaga: ostre!



118311




118309



118310



118315



118315



118316

Nożyczki chirurgiczne SuperCut (MC)

Nożyczki chirurgiczne ze szlifem SuperCut są najlepszym wyborem do precyzyjnego cięcia i maksymalnej kontroli podczas cięcia.

- ▶ Kontrolowane cięcie
- ▶ Najlepsza możliwa twardość, a przy tym optymalna stabilność cięcia
- ▶ Minimalny uraz tkanek dzięki wyjątkowemu, specjalnemu szlifowi
- ▶ Dolne ostrze jest ostre jak brzytwa, górne ostrze ma mikro-ząbki
- ▶ Konstrukcja z niemieckiej stali nierdzewnej

Nożyczki chirurgiczne SuperCut IRIS (MC)

- | | |
|------------------|------------------|
| ▶ Proste | ▶ Zakrzywione |
| ▶ Długość: 90 mm | ▶ Długość: 90 mm |

118309

118310

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ▶ Proste | ▶ Zakrzywione |
| ▶ Długość: 115 mm | ▶ Długość: 115 mm |

118311

118312

Nożyczki chirurgiczne SuperCut METZENBAUM (MC)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ▶ Proste | ▶ Zakrzywione |
| ▶ Długość: 145 mm | ▶ Długość: 145 mm |

118315

118316