

Ciśnieniomierz weterynaryjny PetMAP graphic II

- Opracowany specjalnie do celów weterynaryjnych;
- technologia PPO, która pozwala mierzyć: skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze (MAP) oraz tętno;
- niezwykle wysoka dokładność wyświetlanych wyników dzięki technologii NSV
- w zestawie znajduje się 7 mankietów w różnych rozmiarach (2 cm; 2,5 cm; 3 cm; 3,5 cm; 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm)
- łatwy w użyciu, duży ekran dotykowy 4.3";
- wbudowana pamięć;
- zakres ciśnienia krwi : skurczowe 40-265 mmHg, rozkurczowe 25-195 mmHg, MAP 30-200 mmHg, tętno 40-240 uderzeń na minutę;
- waga: 400 g, rozmiar 15 cm x 8 cm x 3 cm
- zasilany 4 bateriami AA



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

