

LifeVet 10M Monitor anestezyjologiczny

- Kolorowy wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości 10,4", ekran dotykowy (rozdzielczość: 800 x 600 pikseli)
- Możliwość wyświetlania do 7 krzywych
- Dowolnie wybierane limity alarmów
- Przechowywanie danych (krzywa trendu) do 48 godzin, tabeli i wykresów (120 godzin), 1600 pomiarów NIBP i 1 800 zdarzeń alarmowych
- Możliwa praca z akumulatorem i siecią
- Akumulator litowo-jonowy (czas pracy do 4 godzin przy w pełni naładowanym akumulatorze)
- Uchwyt do przenoszenia ułatwia mobilne użytkowanie
- Wyjście: RJ45 (do aktualizacji oprogramowania)
- Zakres dostawy: monitor, akumulator litowo-jonowy, zasilacz, NIBP z mankietem (5,8 - 10,9 cm), EKG z zaciskami, czujnik SpO₂ z klipsami, sonda temperatury, instrukcja obsługi
- Wymiary (w cm): szer. 32 x wys. 22 x gł. 16
- Ciężar 3,5 kg.



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

