

Oftalmoskop podstawowy PanOptic™ Welch Allyn®

- zapewnia szersze pole widzenia, co umożliwia lekarzom oglądanie większej części dna oka jednocześnie
 - umożliwia uzyskanie panoramicznych obrazów dna oka
 - łatwy oraz wygodny w obsłudze, zapewnia stabilny chwyt
 - 5x większy obraz dna oka w porównaniu do standardowych oftalmoskopów
 - system optyczny Axial PointSource™ pozwala na badanie dna oka przy niezakroplonych źrenicach
 - wykonany z trwałych materiałów wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, kurz lub pyły
 - żarówka Welch Allyn
 - przysłony (mała plamka, duża plamka, mikroplamka, przysłona szczelinowa)
 - płynna regulacja w zakresie od -20 do +20 dioptrii
- Waga: 0,23 kg



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu
obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail:

biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

