

Lupa okularowa HEINE HRP 3,5X

- lupy niemieckiej firmy HEINE zapewniają najwyższą precyzję oraz jakość
- stosowana przez specjalistów weterynarii, trwałe i niezawodny produkt
- kompaktowa, dzięki niskiej wadze jest wygodna nawet przy długiej pracy
- łatwa oraz wygodna w obsłudze, umożliwia regulowanie położenia lewego i prawego okulara
- szerokie pole widzenia oraz wysoka głębia ostrości wraz z systemem HR (**High Resolution**) zapewniają najwyższą jakość oraz brak zakłóceń przy pracy
- powiększenie 3,5x zalecane jest do wykonywania trudnych, długotrwałych operacji chirurgicznych lub zabiegów stomatologicznych
- wykonana z trwałych materiałów wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wodę, pyły (**wodoodporna**)

Dane techniczne:

- Waga: 78gr
- Odległość pracy: 420mm
- Pole widzenia (średnica): >65mm
- Głębina ostrości: 60mm



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu
obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail:

biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

