

NarkoVet aparat do anestezji EICKEMEYER

- maksymalna masa ciała zwierzęcia nie powinna przekraczać 80 kilogramów
 - duże zawory tlenowe i pojemny zbiornik na wapno sodowane
 - maksymalny czas pracy urządzenia może wynosić nawet 10 godzin
 - praktyczna konstrukcja
-
- zestaw posiada:
 - Przepływomierz (0,1 – 5,0 l/min);
 - Manometr;
 - Płynną regulację ciśnienia zaworu bezpieczeństwa;
 - By-Pass O₂;
 - Parownik EICKEMEYER® TEC 3;
 - Pojemny zbiornik na wapno sodowane i akcesoria;
 - Zawór bezpieczeństwa do ręcznej wentylacji.



Weź w leasing z ING

KONTAKT



Agata Flakus
Koordynator działu obsługi klienta

Masz pytania?

Zadzwoń: 697 007 088

e-mail: biuro@bestomed.pl

sklep@bestomed.pl

www.bestomed.pl

